

Vergi No. 0080818425


Agha Pack Since 1989

معدات معالجة وتعليب التمور
Dates processing machines

Makina Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Gaziantep, Sam mahallesi 43 Nolu Sokak No. 3/A Şehitkamil, Turkey
United State Of America, 4445 East gate mall, Suit 200 San Diego, CA 92121
www.aghapack.com



بسم الله الرحمن الرحيم

حاوية تعقيم التمور AP41-40Gas	
<p>حاوية تعقيم التمور ، حاوية معدنية محكمة الإغلاق مغلقة من الداخل بطلاء عازل ، ومجهزة بإنبارة داخلية ، ومعدات ضبط الحرارة والرطوبة ونسب الأوكسجين. تتم العملية بوضع المادة الفاعلة (فوسفيد المغنيزيوم أو الألمنيوم) وذلك بعد رص سلال التمور ضمن الحاوية ويتنسيق متساوي مع ترك مسافة بين الصف والأخر وضمن حرارة مقدارها 35 مئوية فوق الصفر وبرطوبة تتراوح بين 65 إلى 70 % ، تستمر العملية لمدة 48 ساعة متواصلة ، ثم يفرغ الغاز ويستبدل بهواء طبيعي بواسطة المروحة التوربينية ولمدة 12 ساعة ، تعرف هذه العملية بالتهوية ، هذه الطريقة بالتعقيم تكون نسبة النجاح بها 100 % ، لكنها تبقى على نسبة من المادة الفاعلة على حبات التمر مقدارها 3 إلى 4 أجزاء من المليون ، هذه النسبة مقبولة ولا تؤثر على الصحة العامة.</p>	
مكونات وحدة تعقيم التمور:	
	<ul style="list-style-type: none">❖ أبعاد الحاوية الداخلية: الطول 1200 سم x العرض 235 سم x الارتفاع 235 سم.❖ مستلزمات حاوية التعقيم من نافذة وباب ومواد عازلة.❖ مروحة توربينية 2 حصان.❖ حساسات رطوبة وحرارة مثبتة ضمن الحاوية.❖ مؤشرات نسب الأوكسجين والمادة الفاعلة.❖ لوحة تحكم رقمية للمراقبة والسيطرة.
الطاقة الإنتاجية:	
27 طن / 60 ساعة عمل.	

AP41-40Gas Date sterilization container 40 ft.

Date sterilization container, sealed metal container coated internally with insulating paint, equipped with indoor lighting, temperature control equipment, humidity and oxygen ratios.

The process is carried out by placing the active material (magnesium or aluminum phosphide) after placing the dates baskets inside the container and in equal coordination with leaving a distance between the row and the other. In a temperature of 35 ° C above zero and with humidity ranging from 65 to 70%, the process continues for 48 continuous hours, Gas is replaced by natural air by the turbo fan for 12 hours. This process is known as ventilation. This method of sterilization has a 100% success rate, but it keeps a percentage of the active ingredient on date grains of 3 to 4 parts per million. Public Health.

Unit sterilization dates components:

- ❖ Internal container dimensions: L1200 x W235 x H 235 cm.
- ❖ Sterilization container accessories (window - door - insulating material).
- ❖ 1500 watts of turbo-fan.
- ❖ Humidity and temperature sensors installed within the unit.
- ❖ Oxygen ratios and active substance indicators.
- ❖ A digital control panel for monitoring and control.



Production capacity:

27 Tons / 60 hours work.

Notice

- ✓ Our machines designed by (Agha Pack. USA.) East Gate Mall - suite 200, CA. 92121 USA.
- ✓ Two-year warranty against badness composes.
- ✓ Dimension maybe changes except capacity.

Agha Pack

Türkiye İş Bankası

Branch: Cumhuriyet / Gaziantep
Account Name: Agha Pack
Swift Code: ISBKTRIS
Account No.: TL. 6318-0034370 (IBAN: TR22 0006 4000 0016 3180 0343 70)
\$. 6318-0004432 (IBAN: TR09 0006 4000 0026 3180 0044 32)
€. 6318-0004446 (IBAN: TR19 0006 4000 0026 3180 0044 46)

Head office: United state of America, **Email:** info@aghapack.com
Regional office: Gaziantep - Türkiye, **Email:** mo.tr@aghapack.com
Sales office: Istanbul - Türkiye, **Email:** sales@aghapack.com
Factory: Gaziantep - Türkiye, **Email:** mo@aghapack.com
Sales GSM: 0090 553 733 3728 **Factory GSM:** 0090 537 286 9818