



Vergi No. 0080818425

Agha Pack Since 1989

معدات معالجة وتعليب التمور
Dates processing machines

Makina Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Gaziantep, Sam mahallesi 43 Nolu Sokak No. 3/A Şehitkamil, Turkey
United State Of America, 4445 East gate mall, Suit 200 San Diego, CA 92121
www.aghapack.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حاوية تعقيم التمور AP41-20CO²

حاوية تعقيم التمور ، حاوية معدنية محكمة الإغلاق مغلقة من الداخل بطلاء عازل ، ومجهزة بإبارة داخلية ، ومعدات ضبط الحرارة والرطوبة ونسب الأوكسجين. تتم العملية بتفريغ الحاوية من الهواء بشكل كامل ، بعد رص سلال التمور ضمن الحاوية ويتنسيق متساوي مع ترك مسافة بين الصف والأخر ، ثم يتم حقن غاز ثاني أكسيد الكربون ليحل محل الهواء المفرغ ويشكل بتساوي من الضغط الجوي الطبيعي ويدرجة حرارة مقدارها 30 مئوية فوق الصفر ويرطوبة تتراوح بين 50 إلى 60 % ، تستمر العملية لمدة 24 ساعة متواصلة ، ثم يفرغ الغاز ويستبدل بهواء طبيعي ، هذه الطريقة بالتعقيم لا تترك أي أثر سلبي على التمور وتكون نسبة النجاح بها 100 %.

مكونات وحدة تعقيم التمور:



- ❖ أبعاد الحاوية الداخلية:
الطول 590 سم x العرض 235 سم x الارتفاع 240 سم.
- ❖ مضخة تفريغ هواء 5.5 حصان.
- ❖ حساسات رطوبة وحرارة مثبتة ضمن الوحدة.
- ❖ مؤشرات نسب الأوكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون.
- ❖ لوحة تحكم رقمية للمراقبة والسيطرة.

الطاقة الإنتاجية:

16 طن / 36 ساعة عمل.

AP41-20CO² Date sterilization container 20 ft.

Date sterilization container, sealed metal container coated internally with insulating paint, equipped with indoor lighting, temperature control equipment, humidity and oxygen ratios.

The process is carried out by fully emptying the container from the air after placing the dates baskets in the container and in equal coordination with leaving a distance between the rows. The carbon dioxide is then injected to replace the empty air in a manner equal to the normal atmospheric pressure at a temperature of 30 ° C and Between 50 and 60%, the process continues for 24 consecutive hours, then the gas is discharged and replaced with natural air. This method of sterilization leaves no negative effect on the dates and the success rate is 100%.

Unit sterilization dates components:

- ❖ Internal container dimensions:
L 590 x W 235 x H 240 cm.
- ❖ Vacuum pump 5.5 hp.
- ❖ Humidity and heat sensors installed within the unit.
- ❖ Oxygen and carbon dioxide indices.
- ❖ Digital control panel for control and control.



Production capacity:

16 Tons / 36 hours work.

Notice

- ✓ Our machines designed by (Agha Pack. USA.) East Gate Mall - suite 200, CA. 92121 USA.
- ✓ Two-year warranty against badness composes.
- ✓ Dimension maybe changes except capacity.

Agha Pack

Türkiye İş Bankası

Branch: Cumhuriyet / Gaziantep
Account Name: Agha Pack
Swift Code: ISBKTRIS
Account No.: TL. 6318-0034370 (IBAN: TR22 0006 4000 0016 3180 0343 70)
\$. 6318-0004432 (IBAN: TR09 0006 4000 0026 3180 0044 32)
€. 6318-0004446 (IBAN: TR19 0006 4000 0026 3180 0044 46)

Head office: United state of America, Email: info@aghapack.com
Regional office: Gaziantep - Türkiye, Email: mo.tr@aghapack.com
Sales office: Istanbul - Türkiye, Email: sales@aghapack.com
Factory: Gaziantep - Türkiye, Email: mo@aghapack.com
Sales GSM: 0090 553 733 3728 Factory GSM: 0090 537 286 9818